

Link do produktu: <https://www.boboraj.pl/laktator-reczny-harmony-medela-p-7083.html>

LAKTATOR RĘCZNY HARMONY MEDELA



Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni roboczych
Producent	MEDELA

Opis produktu

Ręczny laktator Harmony

Pojedynczy ręczny laktator Harmony firmy Medela przeznaczony jest dla matek, które karmią tylko piersią. Doskonale sprawdza się podczas podróży lub jako zastępstwo dla laktatora elektrycznego.

- Lekki i dyskretny
- Elegancki wygląd i wygoda użytkowania: intuicyjny sposób składania oraz ergonomiczny przekręcany uchwyt
- Z technologią 2-Phase Expression

Dyskretny, komfortowy i delikatny

W przypadku matek, które karmią tylko piersią może się zdawać, że mały laktator ręczny jest zbędny – jednak zawsze dobrze jest mieć pod ręką lekki, kompaktowy odciągacz pokarmu. Każda matka karmiąca znalazła się kiedyś w sytuacji, w której dla własnego komfortu musiała odciągnąć pokarm. Ten laktator jest szczególnie przydatny w podróży: może być używany wraz z podwójnym laktatorem elektrycznym lub jako samodzielny laktator do okazjonalnego odciągania pokarmu.

Lekki i dyskretny

Laktator Harmony firmy Medela nie wymaga zasilania elektrycznego ani baterii i jest niemal bezgłówny. Jego płynne działanie zaskoczy Cię jak tylko zaczniesz odciągać pokarm. Ten niezwykle lekki laktator nie zajmuje

wiele miejsca w torbie.

Prosty i elegancki wygląd

Dzięki ergonomicznej budowie laktator Harmony firmy Medela jest niezwykle intuicyjny i łatwy w obsłudze. Można go w prosty sposób rozłożyć i wyczyścić. Uchwyt ręcznego laktatora Harmony firmy Medela można przekręcić, bez konieczności trzymania rąk w niewygodnej pozycji. Uchwyt posiada estetyczne, miękkie gumowe wyłożenie ułatwiające ręczne odciąganie i zapewniające cichą pracę laktatora.

Technologia 2-Phase Expression

Medela Harmony to jeden z nielicznych na świecie laktatorów ręcznych z technologią 2-Phase Expression. Laktator odwzorowuje naturalne zachowanie dziecka podczas karmienia piersią.

2-fazowa budowa oznacza, że w celu rozpoczęcia wypływu mleka musisz naciskać krótszą część uchwytu, co pozwoli wytworzyć większe podciśnienie, podobnie jak robi to głodne dziecko. Kiedy mleko zacznie płynąć, zacznij naciskać dłuższą część uchwytu – ruchy ssące będą wolniejsze, co pozwoli odciągnąć większość mleka z piersi.